

Jeringas Veterinarias Automáticas

5cc ThaMa 215 A

2cc ThaMa 213

1cc ThaMa 113

0.5cc ThaMa 203

Con envase especial para ampolla y botella de alimentación



Instrucciones de Funcionamiento:

Las jeringas ThaMa es la jeringa automatica más versátil para el tratamiento de cerdos y otros animales. Equipada con un conector multiuso único, los usuarios pueden elegir administrar vacunas directamente desde la ampolla del fabricante a través de un envase para la ampolla fácil de utilizar, o desde la botella plástica de alimentación.

Antes de usar:

1. Asegúrese de que los resortes de la válvula y las arandelas están colocadas correctamente en la base.
2. Verifique que todas las piezas atornilladas están ajustadas.
3. Ajuste la tuerca del cuerpo (1340) al cobertor del cuerpo.

Establezca el dosis:

1. Desenrosque la tuerca de ajuste (1314).
2. Fije con el tornillo de ajuste (1312) el volumen que necesite.
3. Cierre con la tuerca (1314)
4. El volumen es establecido por la línea del Anillo O.

Elija el sistema de inyección que necesite:

Envase de la ampolla:

1. Extraiga el clip de plástico negro (1342)
2. Inserte la ampolla (1343) a la botella de la vacuna y presionela hacia abajo.
3. Regrese el clip de plástico – conecte el envase de la ampolla a la jeringa. Preste atención de que el clip de plástico negro esté colocado correctamente.

Botella de alimentación:

1. Conecte la botella de alimentación a la jeringa.
2. Para llenar la botella de alimentación, sólo quite el “tapón rojo trasero”.
3. Llene la botella de alimentación con la vacuna necesaria.
4. Comience a trabajar.
5. Para llenar nuevamente la botella de alimentación, sólo quite el tapón rojo trasero.
6. Para limpiar: llene con agua y bombee.

Cuidado y mantenimiento después de su utilización:

1. Desmonte la ampolla del envase para la ampolla.

2. Bombee la jeringa en agua limpia, entre 6 y 10 veces para remover cualquier residuo de material del cuerpo, agujas y tubo.
3. Abra el cobertor del cuerpo (113) y lave todas las partes en agua limpia y séquelas con un paño.
4. Abra el cierre Luer del adaptador de aguja (1302) y el protector de válvula tubuladora (1303), lávelos con agua limpia y séquelos con un paño.
5. Lubrique el cilindro de vidrio después de limpiarlo.
6. Junte las partes.

Nota: Preste atención, y tenga mucho cuidado de que las piezas pequeñas, como las válvulas, los resortes de válvulas y las arandelas de plástico de las válvulas no se aflojen.

Nota: Está altamente recomendado lubricar el cilindro de vidrio después de limpiarlo y antes de juntar las partes.

Recomendaciones:

Utilice la caja original para cada jeringa con el objetivo de mantener su vida útil por largo tiempo.

La jeringa automática está fabricada de los mejores materiales, a prueba de grasa, no corrosiva.

Todas las partes pueden ser esterilizadas a 125°C.

El cilindro está fabricado de vidrio claro y templado, graduado con exactitud, que permite el ajuste correcto y el control continuo durante su utilización.

1301	Cuerpo de la jeringa	1316	Mango de soporte de dedo
1302	Cierre tipo luer, adaptador de aguja	1317	Mango superior
1304	Arandela de cilindro	1318	Protector de resorte
1305	Resorte de válvula	1330	Arandela de fibra
1306	Bola válvula de acero inoxidable	1340	Tuerca para el cuerpo
1307	Arandela de plástico de válvula	1342	Clip de plástico
1308	Cilindro de vidrio	1343	Envase para ampolla – Cuerpo
1309	Embolo	1344	Tapón de alimentación trasero
1310	Anillo O para émbolo	1345	Botella de alimentación – Cuerpo
1311	Eje de émbolo	1346	Tapón de alimentación delantero
1312	Tornillo de ajuste	1347	Protector de la válvula de alimentación
1313	Cobertor de cuerpo	1399	Kit de repuestos
1314	Tuerca de ajuste		
1315	Resorte de mango		

